

EASYDERM®

Vorbefeuchtete sterile Tücher und Handschuhe zur wirksamen Prävention von Infektionen bei chronisch und kritisch kranken Patienten. Benötigt kein Wasser, Spülen oder Trocknen.

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS:

Chronische und kritische Patienten haben oft entzündete, empfindliche, verletzte Haut und sind aufgrund ihrer Grunderkrankungen oder invasiven Überwachung besonders anfällig für im Krankenhaus erworbene Infektionen (HAIs). Es ist wichtig, diese Patienten mit Produkten zu behandeln, die Effizienz und Sicherheit gewährleisten. **Easyderm®** ist ein steriles Medizinprodukt der Klasse IIa, das für die tägliche Körperreinigung, Flüssigkeitszufuhr bei kritischen Patienten und die wirksame Vorbeugung von Infektionen geeignet ist. Benötigt kein Wasser, kein Spülen und kein Trocknen.

HINWEISE ZUR VERWENDUNG:

Risikopatienten, wie z. B. Patienten, mit:

- Schämische Herzkrankheit
- Zerebrovaskuläre Erkrankungen
- Bestrahlungstherapie
- Magen-Darm-Blutung
- Chronisch obstruktive Lungenerkrankung

Auch die Patienten sind gefährdet:

- die sich einer größeren Operation unterzogen haben
 - Diejenigen, die sich auf Intensivstationen für Erwachsene oder Kinder befinden; die HAI-Rate ist in diesen Bereichen etwa dreimal so hoch wie in anderen Krankenhäusern.

Auch Patienten sind gefährdet, welche sind:

- künstlich beatmet
- Intubiert
- Mit einer invasiven Drainage/einem Katheter versorgt werden
- Angeschlossen an Überwachungsgeräte



EINSATZBEREICH:

Gesamtkörper, einschließlich:

- Chronische Wunden (Dekubitus, Stadium 1°-111°);
- Venöse und arterielle Geschwüre;
- Tracheotomie;
- Ano preternatural;
- PEG oder PEJ;
- Einsetzen von zentralen Venenkathetern;
- Schleimhäute;
- Die Augen.

Inhaltstoffe

Extrakt aus Aloe barbadensis-Blättern

Linoleamidopropyl pg-dimonium chlorid phosphat [Phospholipid EFA] Allantoin

TECHNISCHE MERKMALE:

Wischtuch und Handschuh aus weicher Viskose bieten:

- Hohe Absorptionsfähigkeit von Hautunreinheiten
- Hohe Dehnungs- und Torsionsfestigkeit, um ein Zerreißen des Tuchs/Handschuhs zu vermeiden
- Maximale Weichheit zur Vermeidung von Hautreizungen.
- Hoher Lösungsgehalt in jedem Wischtuch/Handschuh.

TECHNISCHE BESONDERHEITEN:

- Behandlung und Schutz empfindlicher Hautpartien, wie entzündete Haut, Wunden, Augen, Schleimhäute.
- Hoher Gehalt an feuchtigkeitsspendenden Bestandteilen in pharmazeutischer Qualität, um sicherzustellen, dass die Haut gut mit Feuchtigkeit versorgt bleibt, wodurch Hautentzündungen verhindert oder reduziert werden und der Re-Epithelialisierungsprozess beschleunigt wird.
- Verringerung der Schmerzen und verbesserte Compliance der Patienten.
- Keine allergischen Reaktionen in mehr als 17 Verkaufsjahren.
- **Easyderm®** wird in großen Krankenhäusern und Universitätszentren in Europa eingesetzt.

KLASSIFIZIERUNG:

Steriles Medizinprodukt der Klasse IIa.

ZERTIFIZIERUNGEN UND UMWELTKONTROLLE:

Welcare ist zertifiziert:

UNI CEI EN ISO 13485 - UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Produktiver Prozess:

Hergestellt im Reinraum

CE 0373

Bibliographie:

- G.R.1.0. Gruppo di Ricerca ed Intervento sui Oecubitt, un nuovo sistema per rigiene della persona. Riflessi sulla qualitEl assistenziale, Istituto Geriatrico Camillo Golgi. Abbiategrasso, Mailand
- A. Guaita, A. Carusone, M. Cannata, M. Crivelli, R. Leone, L. Tronconi, G. Carella, La detersione delle ferite con l'utilizzo di un panno preimbibito, Istituto Geriatrico Camillo Golgi, Abbiategrasso, Milano
- Alessandra Mazzoli, La corretta igiene della cute, Italian Hospital Group, Roma
- M. Romanelli, MS. Bertone, V. Dini, S. Barbanera, C. Brilli, A. De Lorenzo, Safety and efficacy of early intervention with a phospholipid wound cleansing solution in patients with chronic wounds, Forschungsstelle für Wundheilung, Universität Pisa, Pisa
- H. Basar, (.; Kaymak, N. dzcan, A. dzacan, A. Turak, Evaluation of formation of the pressure sores and tracheostomy - catheter entrance areas by using -phospholipids containing body cleansing system (EasydermI" in intensive care patients, Ankara
- Klaus Kaiser, Klinische Prüfung - Easyderm, Medi GmbH & Co. KG, Bayreuth, Deutschland

EASYDERM®

95604

Easyderm®1 Beutel:
4 Tücher

1 Karton: 50 Beutel

95949

Easyderm®1-Beutel:
4 Handschuhe

1 Karton mit 36 Beuteln

Welcare Industries S.p.A.

Einsatzort: via dei Falegnami, 7 - 05018 Orvieto [TRI]

Kommerzielles Büro: Regus Building, piazzale Biancamano, 8 - 20121 Milano

Geschäftsstelle: EUR - Spaces, viale Luca Gaurico, 91/93 - 00143 Roma

Eingetragener Sitz: via San Giovanni sul Muro, 18 - 20121 Milano

www.welcareindustries.com

WELCARE

Den Menschen schützen - die Natur pflegen